




UV技術

全面提升口腔醫療效能

- 僅需20秒即可打造超親水性的植體表面
- 全環繞式UV光照射設計，確保活化效果達到最大化
- 直覺化操作介面，兼具實用性與視覺美感



D:O IMPLANT

www.dioimplant.com.tw

UV Activator



Attractive to **water**,
Attractive to **patients!**

20秒的驚艷，親水性即刻啟動！

D:O IMPLANT

什麼是 UV Activator ?

深入了解 UV Activator 的強大效能
為每位患者制定最合適的治療方案！



20秒的驚豔！

體驗全新UV Activator，20秒完成親水性表面處理解決方案，為療程帶來嶄新的高效體驗

	濕式	UV-A 紫外線波長	乾式 DIO UV Activator
照射方式	製造階段即完成表面活化， 以溶液充填包裝的方式供應	使用前經UV活化處理	使用前經UV活化處理
照射時間		20小時↑	只需 20秒

速度提升 3,600 倍

哪些需求情況適合使用？

請參考以下：

虛弱或骨質
條件不足的患者

缺牙數量
較多的患者

年長的患者